

SARTORIUS



PIPETAS MECÁNICAS

- Diseño ergonómico para un pipeteo cómodo
- Función Optiload en los modelos monocanal y multicanal para una carga de puntas fácil y ligera con un sellado perfecto de las puntas
- Expulsión de puntas controlada y suave con la nueva tecnología Sartorius Optiject
- Fácil de limpiar, con sólo tres piezas para desmontar
- La pantalla de cuatro dígitos fácil de leer ayuda a establecer volúmenes exactos
- Totalmente esterilizable en autoclave sin desmontar
- Exclusivo sistema Optilock proporciona flexibilidad para el ajuste y bloqueo del volumen
- Resultados fiables, incluso tras largos periodos de pipeteo



CÓDIGO	TIPO	MODELO	RANGO
LH-729020	VARIABLE	TACTA	0.5 – 10 µl
LH-729050	VARIABLE	TACTA	10 – 100 µl
LH-729060	VARIABLE	TACTA	20 – 200 µl
LH-729070	VARIABLE	TACTA	100 – 1.000 µl
LH-729080	VARIABLE	TACTA	500 – 5.000 µl
LH-729090	VARIABLE	TACTA	1.000 – 10.000 µl
722040	FIJO	PROLINE	500 µl
722030	FIJO	PROLINE	200 µl
722045	FIJO	PROLINE	1000 µl
722050	FIJO	PROLINE	2000 µl
722055	FIJO	PROLINE	5000 µl

OFERTAS DE PIPETAS

CÓDIGO	IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	PVP(+IVA) OFERTA HASTA AGOTAR STOCK	
725020		Pipeta mecánica modelo mLine, marca Sartorius rango 0,5 – 10 µL	-30%	-\$401,60 \$281,12
725030		Pipeta mecánica modelo mLine, marca Sartorius rango 2 – 20 µl	-30%	-\$401,60 \$281,12
725050		Pipeta mecánica modelo mLine, marca Sartorius rango 10 – 100 µl	-30%	-\$401,60 \$281,12
725060		Pipeta mecánica modelo mLine, marca Sartorius rango 20 – 200 µl	-30%	-\$401,60 \$281,12
5900010		Pipeta mecánica modelo DISPEN-VAR, marca JP SELECTA rango 0.5 – 10 µl	-30%	-\$220,50 \$154,35
730060		Pipeta electrónica modelo E-LINE, marca Sartorius rango 10 - 300 µl	-30%	-\$627,61 \$438,33
730080		Pipeta electrónica modelo E-LINE, marca Sartorius rango 50 - 1000 µl	-30%	-\$627,61 \$438,33

SOPORTE DE PIPETA LINEAL

- Cuando la pipeta no esté en uso, debe almacenarse en posición vertical para evitar la contaminación de escritorios y bancos.
- Diseñado para todas las pipetas mecánicas y electrónicas de cualquier marca
- Material de construcción: Polietileno (PE)
- Dimensiones AnxPrxA: 290 × 250 × 60 milímetros

-20%



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP(+IVA)OFERTA HASTA AGOTAR STOCK		
725620	Soporte de Pipeta	-20%	-\$108,79	\$87,03

SOPORTE DE PIPETA

- Hecho de acrílico transparente
- Sostiene hasta tres micropipetas verticalmente
- Cuenta con una base antideslizante
- Tamaño: 11 3/4" de largo x 6" de ancho x 8" de alto

-20%




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP(+IVA)OFERTA HASTA AGOTAR STOCK		
470019-914	Soporte de Pipeta	-20%	-\$129,64	\$103,71

CAJA DE PUNTAS DE PIPETAS VACÍA

- Cajas de puntas de polipropileno vacías con placas de soporte para adaptarse a puntas de pipeta BRAND®
- Autoclave
- Para puntas de 1000 MI

-20%



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP(+IVA)OFERTA HASTA AGOTAR STOCK		
Z740130-1EA	Caja de Puntas de Pipeta vacía	-20%	-\$21,76	\$17,41

SOPORTE PARA PIPETAS Y TERMÓMETROS

- Capacidad: 93 unidades de diferentes tamaños
- Base estable con canal de rebosadero

-20%



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP(+IVA)OFERTA HASTA AGOTAR STOCK		
1001254	Soporte para pieptas y termómetros	-20%	-\$49,45	\$39,56

PUNTAS PARA PIPETAS

- Puntas de pipetas compatibles con pipetas Sartorius Modelo Picus® Nxt, Picus®, Tacta®, Mline® y Proline® Plus, Diseño Universal
- Totalmente autoclavables, las puntas, bandejas y rejillas se pueden esterilizar en autoclave (121 °C, 20 min, 1 bar)
- Condiciones de almacenamiento Temperatura: -20°C a +40°C Humedad: 10%-60%
- Materiales y reciclabilidad de las puntas según el embalaje
- Optifit Flexibulk pack: . Polietileno (PE), reciclable, puede incinerarse como desperdicio de energía
- Bulk in a Box: granel en una caja, económica bolsa de puntas resellable, embalaje de cartón
- Rack Optifit: recarga rápida y cómoda de los racks gracias al embalaje ordenado de las puntas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	VOLUMEN	ESTERILIDAD	EMPAQUE
LH-B790204	Puntas de pipeta Optifit Flexibulk *Se puede utilizar en pipetas de volumen variable 10-100 ul, 20-200 ul y pipetas volumen fijo 200 ul	Paquete de 960 unidades	200 µl	no estéril	
LH-B791004	Punta de Pipetas Optifit Flexibulk *Se puede utilizar en pipetas de volumen variable 100-1000 ul, y pipetas volumen fijo 1000 ul	Paquete de 480 unidades	1.000 µl	no estéril	
780304	Puntas de pipeta en rack Optifit *Se puede utilizar en pipetas volumen variable 500-5000 ul, y pipetas volumen fijo 5000ul	Paquete de 50 unidades	5.000 µl	no estéril	
LH-780316	Puntas de pipeta Optifit Bulk In a Bag *Se puede utilizar en pipetas volumen variable 1000-10,000 ul	Paquete de 250 unidades	10.000 µl	no estéril	
LH-780314	Puntas de pipeta en rack Optifit *Se puede utilizar en pipetas volumen variable 1000-10,000 ul	Paquete de 35 unidades	10.000 µl	no estéril	

OFERTAS DE PUNTAS PARA PIPETAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP(+IVA) OFERTA HASTA AGOTAR STOCK		
2185696	Puntas de pipeta 0,1-1,0 ml Marca: HACH Presentación: pk de 50 unidades	-50%	-\$30,65	\$15,33
53509-015	Puntas de pipeta de carga de gel 200 uL Marca: VWR Presentación: pk de 1000 unidades	40%	-\$134,80	\$80,88
790010	Puntas de pipeta en rack Optifit 10 µL Marca: Sartorius Presentación: pk de 96 unidades	-40%	-\$64,02	\$38,41
LH-B791004UN	Puntas de pipeta no estériles 1.000 µL Marca Sartorius Presentación: unidad	-50%	-\$0,35	\$0,18
790014	Puntas de pipeta no estériles Optifit, a granel en una bolsa 10 µL Marca: Sartorius Presentación: pk de 1000 unidades	-30%	-\$31,15	\$21,81

BURETAS

- Marca: Sartorius
- Procedencia: Alemania
- Resistencia química extremadamente alta
- Equipada con funciones sofisticadas para una titulación sencilla
- Solución inteligente para valorar varios líquidos con precisión y seguridad
- Fácil y conveniente de usar debido a su pantalla electrónica grande y clara, ruedas de funcionamiento suave
- Cabezal dispensador giratorio de 360°
- Tubo de aspiración fácil de conectar con una conexión roscada segura
- Vía líquida esterilizable en autoclave (121 °C, 20 min, 1 bar/100 kPa)
- Condiciones de almacenamiento a largo plazo Temperatura: 0 °C a 40 °C



CÓDIGO	MODELO	VOLUMEN	LEGIBILIDAD (ml)	ERROR SISTEMÁTICO (ml)	VOLUMEN PRUEBA (ml)
LH-723081	Biotrate	20	0.01	0.04	20
LH-723082	Biotrate	50	0.01	0.10	50

DISPENSADOR

- Marca: Sartorius
- Procedencia Alemania
- Dispensador acoplable a botellas de alta calidad con una excelente resistencia química
- Es seguro, conveniente y personalizable, lo que lo hace perfecto para una amplia gama de necesidades de dosificación
- Resistencia química y térmica extremadamente alta gracias al pistón cerámico
- Totalmente esterilizable en autoclave (121 °C, 20 min, 1 bar/100 kPa)
- Tubo de aspiración fácil de conectar con una conexión roscada segura



CÓDIGO	MODELO	VOLUMEN	VOLUMEN DE PRUEBA (ml)	INCREMENTOS
LH-723063	Prospenser	2 - 10 ml	10	0.25 ml
LH-723064	Prospenser	5 - 30 ml	30	0.50 ml

NOTA IMPORTANTE: Todos los precios indicados no incluyen el IVA(12%), no incluyen gastos de envío, los mismos son referenciales y pueden variar sin previo aviso.