

## BOMBA DE VACÍO 1.2 CFM 60 HZ

Proporciona hasta 27" Hg de vacío, para aplicaciones en laboratorios, oficinas o plantas industriales: destilación al vacío, filtración y estudios de contaminación del aire que emplean filtros de membrana. Suministro de aire y vacío silenciosos y sin pulsaciones. Completo con manómetros y reguladores de presión y vacío, boquillas de manguera, filtro de salida, interruptor, cable y enchufe.

### Especificaciones:

- Capacidad: 36 litros /min (1,3 cfm) 1 / 6 HP
- Dimensiones: 6 x 15,4 x 8 pulgadas
- Diseño compacto



| MARCA | CÓDIGO  |
|-------|---------|
| HACH  | 2824800 |

## BOMBA DE VACÍO 3.5 CFM 60 HZ

Proporciona hasta 27,6" Hg de vacío, para aplicaciones en laboratorios, oficinas o plantas industriales: destilación al vacío, filtración y estudios de contaminación del aire que emplean filtros de membrana. Suministro de aire y vacío silenciosos y sin pulsaciones. Completo con manómetros y reguladores de vacío y presión, lengüetas de manguera, conjunto de jarra de entrada, silenciador, interruptor, cable y enchufe

### Especificaciones:

- Capacidad: 128 litros/min (4,5 cfm) 1/3 HP
- Dimensiones: 15 x 10 x 10 pulgadas
- Libre de aceite con tolerancia a vapor de agua y filtrado en seco



| MARCA | CÓDIGO  |
|-------|---------|
| HACH  | 2947000 |

## BOMBA DE TRANSFERENCIA

Dimensiones del paquete: 11.18 x 8.19 x 7.09 pulgadas; 4.5 Libras  
 U: 24 V  
 p máx: +100 kPa ( 1 bar )  
 I: 1.96 A  
 P: 46.9 W

### Especificaciones:

- Membrana bomba de aspiradora para uso en microbiológicos filtraciones
- Capacidad de 4 litros por minuto (ipm) aire última intervención con aspiradora a 0,4 Bar
- Pulverizador de aceite para el funcionamiento sin aceite y aceite contaminado eliminación y mantenimiento para la fiabilidad.
- Temperatura de funcionamiento de 41 a 104 grados F
- Acepta 100 A 240 V, 47 a 63 Hz Potencia de entrada



| MARCA     | CÓDIGO  |
|-----------|---------|
| SARTORIUS | 166MP-4 |

**NOTA IMPORTANTE:** Todos los precios indicados no incluyen el IVA(15%), no incluyen gastos de envío, los mismos son referenciales y pueden variar sin previo aviso.


### DISPOSITIVO DE FILTRACIÓN CON MATRAZ



| MARCA | CÓDIGO    | PRECIO          |
|-------|-----------|-----------------|
| PYREX | 33980-300 | <b>\$456,85</b> |

- Capacidad de embudo: 300 ml
- Tamaño del filtro: 47 mm
- Junta cónica estándar: 40/35 (interior)
- Junta cónica estándar: 40/35 (exterior)
- Esterilización: mediante autoclave (121 °C ó 134 °C) o mediante calor seco (máx. 180 °C)
- Capacidad 1 litro
- Abrazadera de aluminio

### MANIFOLD DE ACERO INOX 3 POSICIONES



| MARCA     | CÓDIGO      | PRECIO                                     |
|-----------|-------------|--------------------------------------------|
| SARTORIUS | 168M3-SS100 | <del>\$2.398,03</del><br><b>\$2.038,33</b> |

- Diámetro de filtro de membrana adecuado: 47 mm/50 mm
- Materiales de construcción: Material junta tórica
- Protocolos de uso Autoclave: 121°C durante 30 minutos
- Volumen del embudo: 500 ml / 100 ml

Incluye:  
- Soporte múltiple de tres puestos (Manifold) para filtraciones simultáneas o individuales al vacío en acero inoxidable  
- 3 Portafiltros bacteriológicos en acero inoxidable, capacidad del embudo 500 ml, con frida en acero inoxidable  
- Autoclavables 121°C x 30 min y flameables

### PORTAFILTROS DE ACERO INOX PARA FILTRO 500 ML



| MARCA     | CÓDIGO | PRECIO          |
|-----------|--------|-----------------|
| SARTORIUS | 16201  | <b>\$754,92</b> |

- Tipo: 1 puesto
- Capacidad de embudo: 500 ml
- Para filtros de: Ø 47 – 50 mm
- Presión máxima de funcionamiento: 2 bar
- Para los filtros de 47 a 50 mm de diámetro.
- Esterilización: Mediante autoclave (máx. 134 °C) (máx. 180 °C), secado por llama, otros métodos de acuerdo con ISO 8199



### CONTADOR DE COLONIAS DIGITAL 115V, Ø120 mm

- Potencia óptica: 3,25 dioptrías
- Marcador estándar
- Diámetro de conteo: 120mm
- Alimentación: 115V / 60Hz
- Dimensiones: 300 x 325 x 90 mm

| MARCA   | CÓDIGO   |
|---------|----------|
| POL-EKO | LKB-2002 |

### ADAPTADOR DE ACERO



| MARCA     | CÓDIGO | PRECIO                             |
|-----------|--------|------------------------------------|
| SARTORIUS | 17756  | <del>-\$80,60</del> <b>\$40,30</b> |

Adaptador de acero inoxidable para sistema de prueba de esterilidad

## SISTEMA DE FILTRACIÓN AL VACÍO DE 3 PUESTOS CON BOMBA DE TRANSFERENCIA



- Máx. Temperatura del medio líquido: 5 – 80 °C
- Dimensiones: 120 x 170 x 190 mm
- Tasa de flujo: > 4,0 NI/min
- Viscosidad Máxima: < 150 cSt
- Caudal de la bomba: 4,0 l/min

Incluye:  
- Bomba de transferencia ejet Microsan (166MP-4)  
- Colector con embudos de Acero Inoxidable  
- 500 ml, 3 posiciones (168M3-SS500)  
- Manguera de silicona atóxica reforzada  
- Øe 16 mm x Øi 9,5 mm (MTSBR62969 S)

| MARCA     | CÓDIGO   |
|-----------|----------|
| SARTORIUS | 166MP-4B |



### DESTILADOR PRO NITRO S

- Rango de medición: 0,2 a 200 mg Nitrógeno
- Tiempo de destilación programable
- Recuperación de Nitrógeno: >99,5%
- Velocidad de destilación: de 35 a 40 ml/minuto
- Duración Típica de una destilación: de 7 a 10 minutos
- Consumo de agua de refrigeración : de 80 a 100 litros/h
- Consumo de agua del generador de vapor: 2,5 litros/h
- Capacidad del deposito de agua para el generador de vapor: 6 litros
- Capacidad del deposito de NaOH: 2 litros
- Capacidad del deposito de ácido Bórico: 2 Litros
- Alto: 75 cm x Ancho: 50 cm x Fondo: 50 cm
- Consumo W: 1800
- Peso: 32 Kg

| MARCA      | CÓDIGO  | PRECIO                                      |
|------------|---------|---------------------------------------------|
| JP SELECTA | 4002851 | <del>\$11.018,70</del><br><b>\$6.611,22</b> |

**FILTROS EQUIVALENTES  
GRADO AE 47MM PK/100**


| MARCA     | CÓDIGO  | PRECIO                      |
|-----------|---------|-----------------------------|
| SARTORIUS | 2551456 | <del>\$102.16</del> \$51.08 |

**FRASCO RECEPTOR  
POLICARBONATO**


| MARCA     | CÓDIGO  | PRECIO                     |
|-----------|---------|----------------------------|
| SARTORIUS | 6981090 | <del>\$23.59</del> \$11.80 |

Polycarbonate holder con frasco receptor de 250 ml, para membranas de 47 mm, para filtración al vacío  
\*No incluye tapa superior, manguera, ni bomba manual

**SOPORTE DEL FILTRO  
DE POLICARBONATO**


| MARCA     | CÓDIGO | PRECIO                     |
|-----------|--------|----------------------------|
| SARTORIUS | 16511  | <del>\$96.39</del> \$62.65 |

- Aplicación: enumeración microbiana
- Diámetro: 47mm
- Material Soporte Filtro: Frita de polipropileno
- Material: policarbonato
- Presión máxima de funcionamiento: 0,5 bar
- Uso: Reutilizable

**BOTELLA DE WOUFF CON  
LLAVE DE PASO 500 ML**


| MARCA     | CÓDIGO | PRECIO                      |
|-----------|--------|-----------------------------|
| SARTORIUS | 16610  | <del>\$159.21</del> \$79.61 |

- Aplicación: Enumeración Microbiana
- Mercado: Medio Ambiente/Análisis de agua, alimentos y Bebidas
- Con tapa y control de vacío
- Capacidad: 500 ml
- Volumen: 0,5 litros

**PIEZA DISTRIBUIDOR X  
PARA 3 SOPORTES**


| MARCA     | CÓDIGO | PRECIO                     |
|-----------|--------|----------------------------|
| SARTORIUS | 16965  | <del>\$56.21</del> \$28.11 |

**KITASATO 2 L DE VIDRIO**


| MARCA     | CÓDIGO | PRECIO                      |
|-----------|--------|-----------------------------|
| SARTORIUS | 16672  | <del>\$199.51</del> \$99.76 |

- Volumen: 2 L
- Diámetro exterior de la boquilla: 9 mm
- Diámetro interior de la apertura: 60 mm
- Esterilizable y translúcido
- Incluye tapón de silicon

**TAPA PARA EMBUDO  
500 ML**


| MARCA     | CÓDIGO  | PRECIO                      |
|-----------|---------|-----------------------------|
| SARTORIUS | 6981001 | <del>\$109.71</del> \$54.86 |

**TAPÓN DE SILICÓN**


| MARCA     | CÓDIGO | PRECIO                     |
|-----------|--------|----------------------------|
| SARTORIUS | 17173  | <del>\$34.89</del> \$17.44 |

Tapón de silicon, para usar con matraz de 2L (16672), se adapta a 16841, 16201.

**SELLO DE SILICÓN  
PARA TAPA DE  
EMBUDO DE 500 ML**


| MARCA     | CÓDIGO  | PRECIO                    |
|-----------|---------|---------------------------|
| SARTORIUS | 6981003 | <del>\$19.26</del> \$9.63 |

Sello de silicon (ring) para tapa de embudo de acero inoxidable de 500 ml

### Papel filtro libres de cenizas para análisis cuantitativos y gravimétricos

Se fabrican con linteres de algodón al 100 % con un contenido de  $\alpha$ -celulosa > 98%. Luego se lavan con ácido para eliminar las cenizas y obtener el grado de pureza necesario.



| Nombre                                                           | Modelo Código | Retención de partículas ( $\mu$ m) | Diámetro (mm) | Propiedades                                     | Presentación        |
|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Papel Filtro Cuantitativo (disco)<br>Grado 389 diametro 125 mm   | FT-3-102-125  | 8 a 12                             | 125           | Porosidad media a fina, filtración semirrápida  | Caja x 100 unidades |
| Papel Filtro Cuantitativo (disco)<br>Grado 392 diametro 125 mm   | FT-3-105-125  | 5 a 8                              | 125           | Densidad media, filtración moderadamente rápida | Caja x 100 unidades |
| Papel Filtro Cuantitativo (disco)<br>Grado 390 diametro 125 mm   | FT-3-103-125  | 3 a 5                              | 125           | Porosidad fina, denso, filtración lenta         | Caja x 100 unidades |
| Papel Filtro Cuantitativo (plegado)<br>Grado 389 diametro 125 mm | FT-4-102-125  | 8 a 12                             | 125           | Porosidad media a fina, filtración semirrápida  | Caja x 100 unidades |

\* Consultanos para otras dimensiones o retención de partículas

### Papel filtro para análisis cualitativos de alta pureza

Estos tipos de papeles se utilizan para aplicaciones analíticas que requieren bajos contenidos en cenizas. Para análisis de suelos son particularmente adecuados los tipos 292 y 292a, ya que contienen poco nitrógeno. Para la determinación de fosfatos y de sodio recomendamos los tipos 131 y 132

| Nombre                                                           | Modelo Código | Retención de partículas ( $\mu$ m) | Diámetro (mm) | Propiedades                                                                                                               | Presentación        |
|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Papel Filtro Cuantitativo (plegado)<br>Grado 389 diametro 125 mm | FT-3-205-125  | 5 a 8                              | 125           | Linteres de algodón, pobre en nitrógeno y nitratos, contenido en cenizas s 0,06 % según DIN 54370                         | Caja x 100 unidades |
| Papel Filtro Cualitativo (disco)<br>Grado 132 diametro 125 mm    | FT-3-329-125  | 5 a 7                              | 125           | Linteres de algodón y celulosas de alta calidad, pobre en fosfatos y sodio, contenido en cenizas s 0,02 % según DIN 54370 | Caja x 100 unidades |

\* Consultanos para otras dimensiones o retención de partículas

### Papel filtro para análisis cualitativos

Estos papeles de filtro cualitativos se utilizan para usos analíticos y trabajos de laboratorio generales, cuando no se precisan análisis gravimétricos. Fabricados con celulosas de alta calidad y linteres con un contenido en celulosa a superior al 95 %. Contenido en cenizas s 0,1 % según DIN 54370

| Nombre                                                                        | Modelo Código   | Retención de partículas ( $\mu$ m) | Diámetro (mm)                | Propiedades                                                                                                                                                                                              | Presentación        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Papel Filtro Cualitativo (disco)<br>Grado 1288 diametro 125 mm                | FT-3-206-125    | 12 a 15                            | 125                          | Porosidad gruesa, estructura suelta, filtración rápida                                                                                                                                                   | Caja x 100 unidades |
| Papel Filtro Cualitativo (disco)<br>Grado 1289 diametro 125 mm                | FT-3-207-125    | 8 a 12                             | 125                          | Porosidad media a fina, filtración semirrápida                                                                                                                                                           | Caja x 100 unidades |
| Papel Filtro Cualitativo (disco)<br>Grado 1289 diametro 185 mm                | FT-3-207-185    | 8 a 12                             | 185                          | Porosidad media a fina, filtración semirrápida                                                                                                                                                           | Caja x 100 unidades |
| Papel Filtro Cualitativo (disco)<br>Grado 1292 diametro 125 mm                | FT-3-210-125    | 5 a 8                              | 125                          | Densidad media, filtración moderadamente rápida                                                                                                                                                          | Caja x 100 unidades |
| Papel Filtro Cualitativo (disco)<br>Grado 1290 diametro 125 mm                | FT-3-208-125    | 3 a 5                              | 125                          | Porosidad fina, denso, filtración lenta                                                                                                                                                                  | Caja x 100 unidades |
| Papel Filtro Cualitativo (disco)<br>Grado 293 diametro 185 mm                 | FT-3-211-185    | 1 a 2                              | 185                          | Porosidad muy fina, muy denso, filtración muy lenta                                                                                                                                                      | Caja x 100 unidades |
| Papel Filtro Cualitativo (plegado)<br>Grado 3hw diametro 185 mm               | FT-4-303-185    | 8 a 12                             | 185                          | Filtración moderadamente rápida. Tareas rutinarias de laboratorio de precipitados gruesos, su estructura crespada les confiere una superficie de filtración mayor que la de los papeles filtrantes lisos | Caja x 100 unidades |
| Papel Filtro Cualitativo (disco)<br>Grado 3 S/h diametro 125 mm               | FT-2-307-125    | 5 a 7                              | 125                          | Filtración moderadamente rápida a lenta                                                                                                                                                                  | Caja x 100 unidades |
| Papel Filtro Cualitativo (LAMINA)<br>Grado 3 S/h Tamaño 460 x 570 mm (L x An) | FT-2-307-460570 | 5 a 7                              | Lámina 460 x 570 mm (L x An) | Filtración moderadamente rápida a lenta                                                                                                                                                                  | Paquete x 100 unid  |

\* Consultanos para otras dimensiones o retención de partículas

## FILTROS DE MICROFIBRAS DE VIDRIO SIN AGLUTINANTE

Los filtros de microfibras de vidrio libres de aglutinantes son recomendables para análisis analíticos y gravimétricos, así como prefiltros. Permiten una elevada velocidad de flujo con máxima resistencia y la retención de partículas muy finas; son biológicamente inertes y resistentes a muchas sustancias químicas. Resistencia térmica hasta 500 °C (el tipo MG 550-HA hasta 550 °C)




| Nombre                                                                   | Modelo Código  | Retención de partículas (µm) | Diámetro (mm) | Propiedades                                                            | Presentación        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Filtros de microfibras de vidrio (disco) Grado MGC diametro 25 mm        | FT-3-1103-025  | 1,2                          | 25            | Análisis de sólidos en suspensión en aguas residuales según DIN EN 872 | Caja x 100 unidades |
| Filtros de microfibras de vidrio (disco) Grado MGC diametro 47 mm        | FT-3-1103-047  | 1,2                          | 47            | Análisis de sólidos en suspensión en aguas residuales según DIN EN 872 | Caja x 100 unidades |
| Filtros de microfibras de vidrio (disco) Grado MGC diametro 90 mm        | FT-3-1103-090  | 1,2                          | 90            | Análisis de sólidos en suspensión en aguas residuales según DIN EN 872 | Caja x 100 unidades |
| Filtros de microfibras de vidrio (disco) Grado MGC diametro 125 mm       | FT-3-1103-125  | 1,2                          | 125           | Análisis de sólidos en suspensión en aguas residuales según DIN EN 872 | Caja x 100 unidades |
| Filtros de microfibras de vidrio (disco) Grado MGC diametro 125 mm       | FT-3-1105-047  | 0,7                          | 47            | Aclarado de soluciones proteínicas                                     | Caja x 100 unidades |
| Filtros de microfibras de vidrio (disco) Grado MG 550-HA diametro 47 mm  | FT-3-01147-047 | 1,5                          | 47            | Análisis de sólidos en suspensión en aguas residuales según 2540D      | Caja x 100 unidades |
| Filtros de microfibras de vidrio (disco) Grado MG 550-HA diametro 110 mm | FT-3-01147-110 | 1,5                          | 110           | Análisis de sólidos en suspensión en aguas residuales según 2540D      | Caja x 100 unidades |

\* Consultanos para otras dimensiones o retención de partículas

## FILTROS DE JERINGAS MINISART®

Filtros de jeringa Minisart® optimizados para la preparación de muestras constan de una carcasa de polipropileno y membranas con máxima compatibilidad química para asegurar excelentes resultados.

Filtros de jeringa Minisart® para clarificación con carcasa de MBS (copolímero de metacrilato de metilo, acrilonitrilo, butadieno y estireno)




| Nombre                                                       | Modelo Código | Retención de partículas (µm) | Diámetro (mm) | Volumen de Muestra | Características                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filtro de Jeringa Minisart® RC hidrofílico 0.45 µm 25mm      | 17765         | 0,45                         | 25            | 1 mL hasta 100 mL  | Membrana de Celulosa Regenerada (RC). Hidrofílico, para soluciones acuosas, solventes, mezclas de solventes, ácidos y bases con pH entre 3 a 12 |
| Filtro de Jeringa Minisart® RC hidrofílico 0.45 µm 15mm      | 17762         | 0,45                         | 15            | 0.5 mL hasta 15 mL | Membrana de Celulosa Regenerada (RC). Hidrofílico, para soluciones acuosas, solventes, mezclas de solventes, ácidos y bases con pH entre 3 a 12 |
| Filtro de Jeringa Minisart® RC hidrofílico 0.45 µm 4mm       | 17822         | 0,45                         | 4             | 0.05 mL hasta 1 mL | Membrana de Celulosa Regenerada (RC). Hidrofílico, para soluciones acuosas, solventes, mezclas de solventes, ácidos y bases con pH entre 3 a 12 |
| Filtro de Jeringa Minisart® RC hidrofílico 0.20 µm 25mm      | 17764         | 0,2                          | 25            | 1 mL hasta 100 mL  | Membrana de Celulosa Regenerada (RC). Hidrofílico, para soluciones acuosas, solventes, mezclas de solventes, ácidos y bases con pH entre 3 a 12 |
| Filtro de Jeringa Minisart® RC hidrofílico 0.20 µm 15mm      | 17761         | 0,2                          | 15            | 0.5 mL hasta 15 mL | Membrana de Celulosa Regenerada (RC). Hidrofílico, para soluciones acuosas, solventes, mezclas de solventes, ácidos y bases con pH entre 3 a 12 |
| Filtro de Jeringa Minisart® SRP hidrofóbico 0.45 µm 25mm     | 17576         | 0,45                         | 25            | 1 mL hasta 100 mL  | Membrana de PTFE. Hidrofóbico, alta resistencia química, pH entre 1 a 14                                                                        |
| Filtro de Jeringa Minisart® NML (SFCA) hidrofílico 5 µm 28mm | 17594         | 5                            | 28            | 1 mL hasta 200 mL  | Membrana de Acetato de Celulosa Libre de Surfactantes. Hidrofílico, adecuado para soluciones acuosas, buffers, análisis de proteínas            |

\* Sartorius ofrece filtros de jeringa para una amplia gama de aplicaciones. Consultanos para otras dimensiones, porosidades, membranas y carcasas



## FILTROS DE MEMBRANA PARA RETENCIÓN DE PARTÍCULAS, NO ESTÉRILES



| Nombre                              | Modelo Código   | Tamaño de poro (µm) | Diámetro (mm) | Propiedades                                                       | Presentación        |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Filtro de Membrana CN 0.8 µm 47mm   | 11304--47----N  | 0,8                 | 47            | Membranas Blancas no estéril de Nitrato de Celulosa, hidrofílicas | Caja x 100 unidades |
| Filtro de Membrana CN 8 µm 47mm     | 11301--47----N  | 8                   | 47            | Membranas Blancas no estéril de Nitrato de Celulosa, hidrofílicas | Caja x 100 unidades |
| Filtro de Membrana CN 8 µm 13mm     | 11301--13----N  | 8                   | 13            | Membranas Blancas no estéril de Nitrato de Celulosa, hidrofílicas | Caja x 100 unidades |
| Filtro de Membrana CN 3 µm 100mm    | 11302-100----G  | 3                   | 100           | Membranas Blancas no estéril de Nitrato de Celulosa, hidrofílicas | Caja x 25 unidades  |
| Filtro de Membrana CA 0.45 µm 50mm  | 11106--50----N  | 0,45                | 50            | Membranas Blancas no estéril de Acetato de Celulosa, hidrofílicas | Caja x 100 unidades |
| Filtro de Membrana RC 0.45 µm 47mm  | 18406--47----N  | 0,45                | 47            | Membranas Blancas no estéril de Celulosa Regenerada, hidrofílicas | Caja x 100 unidades |
| Filtro de Membrana RC 0.2 µm 47mm   | 18407--47----N  | 0,2                 | 47            | Membranas Blancas no estéril de Celulosa Regenerada, hidrofílicas | Caja x 100 unidades |
| Filtro de Membrana NY 0.45 µm 47mm  | 25006--47----N  | 0,45                | 47            | Membranas Blancas no estéril de Poliamida (Nylon), hidrofílicas   | Caja x 100 unidades |
| Filtro de Membrana PTFE 1.2 µm 47mm | 11803--47-----N | 1,2                 | 47            | Membranas Blancas no estéril de PTFE, hidrofóbicas                | Caja x 100 unidades |
| Filtro de Membrana PTFE 5 µm 47mm   | 11806--47----N  | 0,45                | 47            | Membranas Blancas no estéril de PTFE, hidrofóbicas                | Caja x 100 unidades |
| Filtro de Membrana RC 0.2 µm 47mm   | 11842--47----N  | 5                   | 47            | Membranas Blancas no estéril de PTFE, hidrofóbicas                | Caja x 100 unidades |

\* Consultanos para otras dimensiones, tamaños de poros o tipos de membrana

## FILTROS DE MEMBRANA PARA MICROBIOLOGÍA

| Nombre                                                | Modelo Código  | Tamaño de poro (µm) | Diámetro (mm) | Propiedades                                                   | Presentación        |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Filtro de Membrana CN 0.45 µm 47mm esteril cuadrulado | 11406--47--ACN | 0,45                | 47            | Membranas Blancas cuadruladas, esteril de Nitrato de Celulosa | Caja x 100 unidades |
| Filtro de Membrana CN 8 µm 47mm                       | 11404--47--ACN | 0,8                 | 47            | Membranas Blancas cuadruladas, esteril de Nitrato de Celulosa | Caja x 100 unidades |

\* Consultanos para otras dimensiones, tamaños de poros o colores