

## PIPETAS MECÁNICAS ELICROM



- Son pipetas de alta precisión y confiabilidad, diseñada para cumplir con los estándares más exigentes de laboratorios clínicos, industriales y de investigación
- Rango de volumen fijo y ajustable con excelente exactitud y repetibilidad, conforme a la norma ISO 8655
- Diseño ergonómico y ligero que reduce la fatiga durante usos prolongados
- Construcción robusta con materiales resistentes a agentes químicos
- Sistema de calibración sencillo, que facilita el mantenimiento y garantiza un rendimiento constante.
- Compatible con puntas universales, aportando versatilidad y optimización de costos
- Las pipetas ELICROM son ideales para quienes buscan resultados reproducibles y máxima comodidad en cada dispensación, convirtiéndose en una herramienta imprescindible en cualquier laboratorio moderno



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN    | VOLUMEN  | PRECIO +IVA |
|--------|----------------|----------|-------------|
| A3009  | 10 µl          | Fijo     | \$37,00     |
| A3013  | 100 µl         | Fijo     | \$37,00     |
| A3014  | 200 µl         | Fijo     | \$37,00     |
| A3016  | 500 µl         | Fijo     | \$37,00     |
| A3017  | 1000 µl        | Fijo     | \$37,00     |
| A3018  | 2000 µl        | Fijo     | \$37,00     |
| A3020  | 5000 µl        | Fijo     | \$37,00     |
| A3022  | 0.5 - 10 µl    | Variable | \$39,00     |
| A3024  | 5 - 50 µl      | Variable | \$39,00     |
| A3025  | 10 - 100 µl    | Variable | \$39,00     |
| A3027  | 50 - 200 µl    | Variable | \$39,00     |
| A3028  | 100 - 1000 µl  | Variable | \$39,00     |
| A3030  | 1000 - 5000 µl | Variable | \$39,00     |

## PIPETAS MECÁNICAS SARTORIUS

- Diseño ergonómico para un pipeteo cómodo
- Función Optiload en los modelos monocanal y multicanal para una carga de puntas fácil y ligera con un sellado perfecto de las puntas
- Expulsión de puntas controlada y suave con la nueva tecnología Sartorius Optiject
- Fácil de limpiar, con sólo tres piezas para desmontar
- La pantalla de cuatro dígitos fácil de leer ayuda a establecer volúmenes exactos
- Totalmente esterilizable en autoclave sin desmontar
- Exclusivo sistema Optilock proporciona flexibilidad para el ajuste y bloqueo del volumen
- Resultados fiables, incluso tras largos periodos de pipeteo



| CÓDIGO    | TIPO     | MODELO  | RANGO             |
|-----------|----------|---------|-------------------|
| LH-729020 | Variable | Tacta   | 0.5 - 10 µl       |
| LH-729050 | Variable | Tacta   | 10 - 100 µl       |
| LH-729060 | Variable | Tacta   | 20 - 200 µl       |
| LH-729070 | Variable | Tacta   | 100 - 1.000 µl    |
| LH-729080 | Variable | Tacta   | 500 - 5.000 µl    |
| LH-729090 | Variable | Tacta   | 1.000 - 10.000 µl |
| 722040    | Fijo     | Proline | 500 µl            |
| 722030    | Fijo     | Proline | 200 µl            |
| 722045    | Fijo     | Proline | 1000 µl           |
| 722050    | Fijo     | Proline | 2000 µl           |
| 722055    | Fijo     | Proline | 5000 µl           |

## PIPETAS

| CÓDIGO    | IMÁGEN                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                     | PVP(+IVA)OFERTA<br>HASTA AGOTAR STOCK |                      |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|
| 725030    |  | Pipeta mecánica modelo mLINE, marca Sartorius rango 2 – 20 µl   | -30%                                  | <del>-\$401,60</del> | \$281,12 |
| 725060    |                                                                                   | Pipeta mecánica modelo mLINE, marca Sartorius rango 20 – 200 µl | -30%                                  | <del>-\$401,60</del> | \$281,12 |
| 14672-200 |                                                                                   | Pipetas desechables Pasteur vidrio de borosilicato pk/1000      | -30%                                  | <del>-\$107,85</del> | \$75,50  |

## SOPORTE DE PIPETA LINEAL

- Cuando la pipeta no esté en uso, debe almacenarse en posición vertical para evitar la contaminación de escritorios y bancos.
- Diseñado para todas las pipetas mecánicas y electrónicas de cualquier marca
- Material de construcción: Polietileno (PE)
- Dimensiones AnxPrxA: 290 x 250 x 60 milímetros

-20%



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN       | PVP(+IVA)OFERTA<br>HASTA AGOTAR STOCK |                      |         |
|--------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------|
| 725620 | Soporte de Pipeta | -20%                                  | <del>-\$108,79</del> | \$87,03 |

## SOPORTE DE PIPETA

- Hecho de acrílico transparente
- Sostiene hasta tres micropipetas verticalmente
- Cuenta con una base antideslizante
- Tamaño: 11 3/4" de largo x 6" de ancho x 8" de alto

-20%



| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN       | PVP(+IVA)OFERTA<br>HASTA AGOTAR STOCK |                      |          |
|------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|
| 470019-914 | Soporte de Pipeta | -20%                                  | <del>-\$129,64</del> | \$103,71 |

## CAJA DE PUNTAS DE PIPETAS VACÍA

- Cajas de puntas de polipropileno vacías con placas de soporte para adaptarse a puntas de pipeta BRAND®
- Autoclavable
- Para puntas de 1000 µL

-20%



| CÓDIGO      | DESCRIPCIÓN                    | PVP(+IVA)OFERTA<br>HASTA AGOTAR STOCK |                     |         |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------|
| Z740130-1EA | Caja de Puntas de Pipeta vacía | -20%                                  | <del>-\$21,76</del> | \$17,41 |

## SOPORTE PARA PIPETAS Y TERMÓMETROS

- Capacidad: 93 unidades de diferentes tamaños
- Base estable con canal de rebosadero

-20%



| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                        | PVP(+IVA)OFERTA<br>HASTA AGOTAR STOCK |                     |         |
|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------|
| 1001254 | Soporte para pipetas y termómetros | -20%                                  | <del>-\$49,45</del> | \$39,56 |

## PUNTAS PARA PIPETAS

- Puntas de pipetas compatibles con pipetas Sartorius Modelo Picus ® Nxt, Picus ® , Tacta ® , Mline ® y Proline ® Plus, Diseño Universal
- Totalmente autoclavables, las puntas, bandejas y rejillas se pueden esterilizar en autoclave (121 °C, 20 min, 1 bar)
- Condiciones de almacenamiento Temperatura: -20°C a +40°C Humedad: 10%-60%
- Materiales y reciclabilidad de las puntas según el embalaje
- Optifit Flexibulk pack: Polietileno (PE), reciclable, puede incinerarse como desperdicio de energía
- Bulk in a Box: granel en una caja, económica bolsa de puntas resellable, embalaje de cartón
- Rack Optifit: recarga rápida y cómoda de los racks gracias al embalaje ordenado de las puntas

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                | PRESENTACIÓN            | VOLUMEN   | ESTERILIDAD | EMPAQUE                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LH-B790204 | Puntas de pipeta Optifit Flexibulk<br>*Se puede utilizar en pipetas de volumen variable 10-100 ul, 20-200 ul y pipetas volumen fijo 200 ul | Paquete de 960 unidades | 200 µl    | no estéril  |    |
| LH-B791004 | Punta de Pipetas Optifit Flexibulk<br>*Se puede utilizar en pipetas de volumen variable 100-1000 ul, y pipetas volumen fijo 1000 ul        | Paquete de 480 unidades | 1.000 µl  | no estéril  |    |
| 780304     | Puntas de pipeta en rack Optifit<br>*Se puede utilizar en pipetas volumen variable 500-5000 ul, y pipetas volumen fijo 5000ul              | Paquete de 50 unidades  | 5.000 µl  | no estéril  |   |
| LH-780316  | Puntas de pipeta Optifit Bulk In a Bag<br>*Se puede utilizar en pipetas volumen variable 1000-10,000 ul                                    | Paquete de 250 unidades | 10.000 µl | no estéril  |  |
| LH-780314  | Puntas de pipeta en rack Optifit<br>*Se puede utilizar en pipetas volumen variable 1000-10,000 ul                                          | Paquete de 35 unidades  | 10.000 µl | no estéril  |  |

## OFERTAS DE PUNTAS PARA PIPETAS

| CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                 | PVP(+IVA) OFERTA HASTA AGOTAR STOCK |                     |         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------|
| 2185696   | Puntas de pipeta 0,1-1,0 ml<br>Marca: HACH<br>Presentación: pk de 50 unidades                                               | -50%                                | <del>\$30,65</del>  | \$15,33 |
| 53509-015 | Puntas de pipeta de carga de gel 200 uL<br>Marca: VWR<br>Presentación: pk de 1000 unidades                                  | 40%                                 | <del>\$134,80</del> | \$80,88 |
| 790010    | Puntas de pipeta en rack Optifit 10 µL<br>Marca: Sartorius<br>Presentación: pk de 96 unidades                               | -40%                                | <del>\$64,02</del>  | \$38,41 |
| 790014    | Puntas de pipeta no estériles Optifit, a granel en una bolsa 10 µL<br>Marca: Sartorius<br>Presentación: pk de 1000 unidades | -30%                                | <del>\$31,15</del>  | \$21,81 |

## BURETAS

- Marca: Sartorius
- Procedencia: Alemania
- Resistencia química extremadamente alta
- Equipada con funciones sofisticadas para una titulación sencilla
- Solución inteligente para valorar varios líquidos con precisión y seguridad
- Fácil y conveniente de usar debido a su pantalla electrónica grande y clara, ruedas de funcionamiento suave
- Cabezal dispensador giratorio de 360°
- Tubo de aspiración fácil de conectar con una conexión roscada segura
- Vía líquida esterilizable en autoclave (121 °C, 20 min, 1 bar/100 kPa)
- Condiciones de almacenamiento a largo plazo Temperatura: 0 °C a 40 °C



| CÓDIGO    | MODELO   | VOLUMEN | LEGIBILIDAD (ml) | ERROR SISTEMÁTICO (ml) | VOLUMEN PRUEBA (ml) |
|-----------|----------|---------|------------------|------------------------|---------------------|
| LH-723081 | Biotrate | 20      | 0.01             | 0.04                   | 20                  |
| LH-723082 | Biotrate | 50      | 0.01             | 0.10                   | 50                  |

## DISPENSADOR

- Marca: Sartorius
- Procedencia: Alemania
- Dispensador acoplable a botellas de alta calidad con una excelente resistencia química
- Es seguro, conveniente y personalizable, lo que lo hace perfecto para una amplia gama de necesidades de dosificación
- Resistencia química y térmica extremadamente alta gracias al pistón cerámico
- Totalmente esterilizable en autoclave (121 °C, 20 min, 1 bar/100 kPa)
- Tubo de aspiración fácil de conectar con una conexión roscada segura



| CÓDIGO    | MODELO     | VOLUMEN   | VOLUMEN DE PRUEBA (ml) | INCREMENTOS |
|-----------|------------|-----------|------------------------|-------------|
| LH-723063 | Prospenser | 2 - 10 ml | 10                     | 0.25 ml     |
| LH-723064 | Prospenser | 5 - 30 ml | 30                     | 0.50 ml     |

## ASPIRADOR DE PIPETAS



| CÓDIGO  | CAPACIDAD | PVP(+IVA) |
|---------|-----------|-----------|
| 1001131 | 0 a 2 ml  | \$14,68   |
| 1001132 | 0 a 10 ml | \$14,68   |
| 1001133 | 0 a 25 ml | \$14,68   |

## JERINGA DE DOSIFICACIÓN



- Jeringa de dosificación con filtro Minisart adaptado
- Capacidad: De 0,5 a 5 ml

| CÓDIGO      | PRECIO OFERTA                |
|-------------|------------------------------|
| 16685-----2 | <del>\$374,22</del> \$318,09 |