

## PIPETAS MECÁNICAS ELICROM

- Son pipetas de alta precisión y confiabilidad, diseñada para cumplir con los estándares más exigentes de laboratorios clínicos, industriales y de investigación
- Rango de volumen fijo y ajustable con excelente exactitud y repetibilidad, conforme a la norma ISO 8655
- Diseño ergonómico y ligero que reduce la fatiga durante usos prolongados
- Construcción robusta con materiales resistentes a agentes químicos
- Sistema de calibración sencillo, que facilita el mantenimiento y garantiza un rendimiento constante.
- Compatible con puntas universales, aportando versatilidad y optimización de costos
- Las pipetas ELICROM son ideales para quienes buscan resultados reproducibles y máxima comodidad en cada dispensación, convirtiéndose en una herramienta imprescindible en cualquier laboratorio moderno



CÓDIGO	VOLUMEN	TIPO	PVP EQUIPO + CERT. ISO
A3009	10 µl	Fijo	\$77,00
A3013	100 µl	Fijo	\$67,00
A3014	200 µl	Fijo	\$67,00
A3016	500 µl	Fijo	\$57,00
A3017	1000 µl	Fijo	\$57,00
A3018	2000 µl	Fijo	\$57,00
A3020	5000 µl	Fijo	\$57,00
A3022	0.5 - 10 µl	Variable	\$79,00
A3024	5 - 50 µl	Variable	\$69,00
A3025	10 - 100 µl	Variable	\$69,00
A3027	50 - 200 µl	Variable	\$59,00
A3028	100 - 1000 µl	Variable	\$59,00
A3030	1000 - 5000 µl	Variable	\$59,00

## PIPETAS MECÁNICAS SARTORIUS

- Diseño ergonómico para un pipeteo cómodo
- Función Optiload en los modelos monocanal y multicanal para una carga de puntas fácil y ligera con un sellado perfecto de las puntas
- Expulsión de puntas controlada y suave con la nueva tecnología Sartorius Optiject
- Fácil de limpiar, con sólo tres piezas para desmontar
- La pantalla de cuatro dígitos fácil de leer ayuda a establecer volúmenes exactos
- Totalmente esterilizable en autoclave sin desmontar
- Exclusivo sistema Optilock proporciona flexibilidad para el ajuste y bloqueo del volumen
- Resultados fiables, incluso tras largos periodos de pipeteo



CÓDIGO	TIPO	MODELO	RANGO
LH-729020	Variable	Tacta	0.5 - 10 µl
LH-729050	Variable	Tacta	10 - 100 µl
LH-729060	Variable	Tacta	20 - 200 µl
LH-729070	Variable	Tacta	100 - 1.000 µl
LH-729080	Variable	Tacta	500 - 5.000 µl
LH-729090	Variable	Tacta	1.000 - 10.000 µl
722040	Fijo	Proline	500 µl
722030	Fijo	Proline	200 µl
722045	Fijo	Proline	1000 µl
722050	Fijo	Proline	2000 µl
722055	Fijo	Proline	5000 µl

## PIPETAS

CÓDIGO	IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	PVP(+IVA)OFERTA HASTA AGOTAR STOCK		
725030		Pipeta mecánica modelo mLINE, marca Sartorius rango 2 – 20 µl	-30%	<del>-\$401,60</del>	\$281,12
725060		Pipeta mecánica modelo mLINE, marca Sartorius rango 20 – 200 µl	-30%	<del>-\$401,60</del>	\$281,12
14672-200		Pipetas desechables Pasteur vidrio de borosilicato pk/1000	-30%	<del>-\$107,85</del>	\$75,50

## SOPORTE DE CARRUSEL PARA 6 PIPETAS

- Soporte carrusel para 6 pipetas mecánicas
- Dimensiones Ancho X Fondo X Alto: 290 × 250 × 60 mm



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP(+IVA)
LH-725630	Soporte carrusel para 6 pipetas mecánicas	consulte a su asesor

## SOPORTE DE PIPETA LINEAL

- Cuando la pipeta no esté en uso, debe almacenarse en posición vertical para evitar la contaminación de escritorios y bancos.
- Diseñado para todas las pipetas mecánicas y electrónicas de cualquier marca
- Material de construcción: Polietileno (PE)
- Dimensiones AnxPrxAl: 290 × 250 × 60 milímetros



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP(+IVA)OFERTA HASTA AGOTAR STOCK		
725620	Soporte de Pipeta	-20%	<del>-\$108,79</del>	\$87,03

## CAJA DE PUNTAS DE PIPETAS VACÍA

- Cajas de puntas de polipropileno vacías con placas de soporte para adaptarse a puntas de pipeta BRAND®
- Autoclavable
- Para puntas de 1000 µL



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP(+IVA)OFERTA HASTA AGOTAR STOCK		
Z740130-1EA	Caja de Puntas de Pipeta vacía	-20%	<del>-\$21,76</del>	\$17,41



### ASPIRADORES DE PIPETAS

CÓDIGO	CAPACIDAD	PVP
1001131	0 a 2 ml	\$14,68
1001132	0 a 10 ml	\$14,68
1001133	0 a 25 ml	\$14,68



### CONTROLADOR DE PIPETAS MIDI PLUS

CÓDIGO	CAPACIDAD
710931	1 - 100 ml

## PUNTAS PARA PIPETAS

- Puntas de pipetas compatibles con pipetas Sartorius Modelo Picus® Nxt, Picus®, Tacta®, Mline® y Proline® Plus, Diseño Universal
- Totalmente autoclavables, las puntas, bandejas y rejillas se pueden esterilizar en autoclave (121 °C, 20 min, 1 bar)
- Condiciones de almacenamiento Temperatura: -20°C a +40°C Humedad: 10%-60%
- Materiales y reciclabilidad de las puntas según el embalaje
- Optifit Flexibulk pack: Polietileno (PE), reciclable, puede incinerarse como desperdicio de energía
- Bulk in a Box: granel en una caja, económica bolsa de puntas resellable, embalaje de cartón
- Rack Optifit: recarga rápida y cómoda de los racks gracias al embalaje ordenado de las puntas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	VOLUMEN	ESTERILIDAD	EMPAQUE
LH-B790204	Puntas de pipeta Optifit Flexibulk *Se puede utilizar en pipetas de volumen variable 10-100 ul, 20-200 ul y pipetas volumen fijo 200 ul	Paquete de 960 unidades	200 µl	no estéril	
LH-B791004	Punta de Pipetas Optifit Flexibulk *Se puede utilizar en pipetas de volumen variable 100-1000 ul, y pipetas volumen fijo 1000 ul	Paquete de 480 unidades	1.000 µl	no estéril	
780304	Puntas de pipeta en rack Optifit *Se puede utilizar en pipetas volumen variable 500-5000 ul, y pipetas volumen fijo 5000ul	Paquete de 50 unidades	5.000 µl	no estéril	
LH-780316	Puntas de pipeta Optifit Bulk In a Bag *Se puede utilizar en pipetas volumen variable 1000-10,000 ul	Paquete de 250 unidades	10.000 µl	no estéril	
LH-780314	Puntas de pipeta en rack Optifit *Se puede utilizar en pipetas volumen variable 1000-10,000 ul	Paquete de 35 unidades	10.000 µl	no estéril	

## OFERTAS DE PUNTAS PARA PIPETAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP(+IVA)OFERTA HASTA AGOTAR STOCK	
2185696	Puntas de pipeta 0,1-1,0 ml Marca: HACH Presentación: pk de 50 unidades	<b>-50%</b>	<del>-\$30,65</del>	\$15,33
53509-015	Puntas de pipeta de carga de gel 200 uL Marca:VWR Presentación: pk de 1000 unidades	<b>40%</b>	<del>-\$134,80</del>	\$80,88
790010	Puntas de pipeta en rack Optifit 10 µL Marca: Sartorius Presentación: pk de 96 unidades	<b>-40%</b>	<del>-\$64,02</del>	\$38,41
790014	Puntas de pipeta no estériles Optifit, a granel en una bolsa 10 µL Marca: Sartorius Presentación: pk de 1000 unidades	<b>-30%</b>	<del>-\$31,15</del>	\$21,81

## BURETAS

- Marca: Sartorius
- Procedencia: Alemania
- Resistencia química extremadamente alta
- Equipada con funciones sofisticadas para una titulación sencilla
- Solución inteligente para valorar varios líquidos con precisión y seguridad
- Fácil y conveniente de usar debido a su pantalla electrónica grande y clara, ruedas de funcionamiento suave
- Cabezal dispensador giratorio de 360°
- Tubo de aspiración fácil de conectar con una conexión roscada segura
- Vía líquida esterilizable en autoclave (121 °C, 20 min, 1 bar/100 kPa)
- Condiciones de almacenamiento a largo plazo Temperatura: 0 °C a 40 °C



CÓDIGO	MODELO	VOLUMEN	LEGIBILIDAD (ml)	ERROR SISTEMÁTICO (ml)	VOLUMEN PRUEBA (ml)
LH-723081	Biotrate	20	0.01	0.04	20
LH-723082	Biotrate	50	0.01	0.10	50

## DISPENSADOR

- Marca: Sartorius
- Procedencia Alemania
- Dispensador acoplable a botellas de alta calidad con una excelente resistencia química
- Es seguro, conveniente y personalizable, lo que lo hace perfecto para una amplia gama de necesidades de dosificación
- Resistencia química y térmica extremadamente alta gracias al pistón cerámico
- Totalmente esterilizable en autoclave (121 °C, 20 min, 1 bar/100 kPa)
- Tubo de aspiración fácil de conectar con una conexión roscada segura



CÓDIGO	MODELO	VOLUMEN	VOLUMEN DE PRUEBA (ml)	INCREMENTOS
LH-723063	Prospenser	2 - 10 ml	10	0.25 ml
LH-723064	Prospenser	5 - 30 ml	30	0.50 ml

## DISPENSADOR DE TAPA DE BOTELLA 20-100 ML



CÓDIGO	CAPACIDAD
D5370-100	20 - 100 ml

## JERINGA DE DOSIFICACIÓN



- Jeringa de dosificación con filtro Minisart adaptado
- Capacidad: De 0,5 a 5 ml

CÓDIGO	PRECIO OFERTA
16685-----2	<del>\$374.22</del> \$318.09