

AGUJA DE DISECCIÓN


CÓDIGO	DIMENSIÓN	PVP(+IVA)
25778-000UN	144mm	\$0,70

- Aguja de disección 144 mm
- Dimensiones: 144 mm (5 3/4")
- Recto, en mango liso de madera

AGUJA DE DISECCIÓN DOBLADA PK/12


CÓDIGO	DIMENSIÓN	PVP(+IVA)
89259-972	138mm	\$10,80

- Mango de madera
- Agujas de acero inoxidable
- Forma de aguja doblada
- Cantidad: paquete de 12 unidades

MANGO DE KOLLE PASTEUR


CÓDIGO	DIMENSIÓN	PVP(+IVA)
1000488	290mm	\$10,73

- Mango de kolle "Pasteur" en metal niquelado y asa forma anillo en Ni-Cr
- Con mango de metal. Largo mango: 290mm
- Largo asa: 43 mm
- Ø int. anillo: 3 mm


MECHERO BUNSEN GAS NATURAL


CÓDIGO	DIMENSIÓN	PVP(+IVA)
7000661	140mm	\$126,20

- Mechero bunsen gas natural 18 MBAR
- Con regulador de gas y de aire
- Ø ext. del tubo: 11 mm
- Altura total: 140 mm
- Presión de utilización: 18 mbar
- Potencia nominal: 1,14kw

GRADILLA PROPISOL


CÓDIGO	DIMENSIÓN	PVP(+IVA)
1001116	16mm	\$12,13
1001117	20mm	\$12,13
1001118	25mm	\$13,83
1001119	30mm	\$15,56

GRADILLA DE ACERO INOX PARA 50 Y 100 TUBOS


CÓDIGO	PK	DIMENSIÓN	PVP(+IVA)
1000611	50	18mm	\$54,72
1000612	100	18mm	\$76,78

ESPÁTULA CON MANGO DE MADERA


CÓDIGO	DIMENSIÓN	PVP(+IVA)
1101280	80mm	\$7,62
1102120	120mm	\$8,52
1102160	160mm	\$11,93
1102280	280mm	\$27,32

PERA DE CAUCHO


CÓDIGO	DIMENSIÓN	PVP(+IVA)
1001733	10mm	\$17,08

- Con tres válvulas que permiten llenar, enrasar y vaciar las pipetas
- Diámetro: desde 6 a 10 mm

ASA PARA MANGOS DE KOLLE


CÓDIGO	DIMENSIÓN	PVP(+IVA)
1000014	43mm	\$60,68

- Asa en forma de Anillo
- Medidas: Largo 43mm Ø int. anillo: 3 mm
- Material: Platino iridiado (10% iridio)

JUEGO DE CEPILLOS PARA LIMPIAR BOTELLAS Y FRASCOS DE LABORATORIO

CÓDIGO	PVP
EL1501	\$13,69



*juego de 11 piezas

ROLLO DE PARAFILM DE 10CM X 38M

Película selladora flexible, es altamente insensible al agua, a la pérdida de humedad y a la absorción de humedad, pero es permeable al oxígeno y al dióxido de carbono, se estira más del 350% de su longitud original y es autosellante, lo que le permite adherirse a formas y superficies irregulares. Estas propiedades únicas lo hacen ideal para proteger el contenido de tubos de ensayo, matraces, vasos de precipitados y placas de petri, así como una envoltura para asegurar aún más tapones y tapas.



CÓDIGO	PVP
251764	\$31,50




**ESPÁTULAS /
CUCHARAS**


ITEM	DESCRIPCIÓN	LARGO DE HOJA	ANCHO DE HOJA	CÓDIGO	PVP(+IVA)
1	Micro espátula cuchara / plana	150 mm	4 mm	1277150	\$7,02
2	Espátula cuchara / plana	180 mm	-	1001583	\$11,34
3	Espátula semi-micro doble	140 mm	7 mm	1278140	\$7,82
4	Micro espátula doble / plana	150 mm	4 mm	1276150	\$5,13
5	Espátula redonda / plana	229 mm	5 mm	82027-492	\$23,65
6	Espátula cuchara / plana	220 mm	8 mm	470149-044	\$14,73
7	Cuchara con mango	240 mm	-	1001594	\$17,11

ESCOBILLAS


ITEM	USO	LARGO DE LA ESPUMA	ANCHO DE LA ESPUMA	CÓDIGO	PVP(+IVA)
1	Útil para toda clase de tubos vasos, Erlenmeyers, etc	380 mm	20 mm	1001438	\$33,42
2	Útil para toda clase de tubos cilíndricos como probetas alambiques, frascos térmicos	100 mm	70 mm	1001435	\$32,74
3	Útil para la limpieza de recipientes bajos como frascos jarrones, cubetas, etc	100 mm	70 mm	1001436	\$29,19
4	Escobilla en fibra adaptable a todas las medidas de tubos de ensayo hasta 25 mm de Ø	100 mm	70 mm	1001437	\$17,80

**PINZAS /
TIJERAS**


ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CÓDIGO	PVP(+IVA)
1	Pinza Disección recta punta roma	140 mm	1000580	\$5,95
2	Pinza Disección recta punta fina	140 mm	1000801	\$5,95
3	Pinza Disección curva punta roma	140 mm	1000865	\$7,08
4	Pinza para crisoles mango plastico	220 mm	1001590	\$14,14
5	Pinza para sostener condensador	12-45 cm	7000131	\$22,19
6	Pinza para portaobjetos	105 mm	1000105	\$9,22
7	Pinza mohl inox	70 mm	1000067	\$14,88
8	Tijera recta multiuso	140 mm	1001470	\$12,53

MANGUERAS DE SILICÓN ATÓXICAS

Diseñada para aplicaciones de alta pureza, tubo de silicona con superficie interior ultra lisa reduce el riesgo de retención de partículas y la acumulación microscópica durante la transferencia del fluido. Su composición las hace inodoras insípidas y atóxicas, con gran flexibilidad y resistencia a las altas temperaturas especialmente indicadas para industria de alimentación, química, farmacéutica y laboratorios.




Roja



Translúcida





Blanca



DIÁMETRO INTERNO Øi	DIÁMETRO EXTERNO Øe	CÓDIGO	TIPO	PRECIO(POR MT)
3,0 mm	12,0 mm	MTSATT651203	Translúcida	\$2,80
3,5 mm	9,0 mm	MTSATT65093.5	Translúcida	\$1,90
4,0 mm	6,0 mm	MTSATT600604	Translúcida	\$3,60
4,0 mm	8,0 mm	MTSATT650804	Translúcida	\$3,70
4,0 mm	10,0 mm	MTSATT601004	Translúcida	\$3,80
4,0 mm	11,0 mm	MTSATT651104	Translúcida	\$3,90
5,0 mm	9,0 mm	MTSATT750905	Translúcida	\$4,00
5,0 mm	10,0 mm	MTSATT651005	Translúcida	\$4,10
6,0 mm	10,0 mm	MTSATT651006	Translúcida	\$4,20
6,0 mm	13,0 mm	MTSATT601306	Translúcida	\$4,90
7,0 mm	14,0 mm	MTSATT651407	Translúcida	\$4,10
7,5 mm	10,0 mm	MTSATT65107.5	Translúcida	\$3,00
8,0 mm	12,0 mm	MTSATT651208	Translúcida	\$5,30
9,0 mm	13,0 mm	MTSATT651309	Translúcida	\$5,80
9,0 mm	19,0 mm	MTSATT651909	Translúcida	\$7,80
10,0 mm	14,0 mm	MTSATT651410	Translúcida	\$5,50
10,0 mm	16,0 mm	MTSATT601610	Translúcida	\$5,80
10,0 mm	18,0 mm	MTSATT601810	Translúcida	\$11,20
10,0 mm	20,0 mm	MTSATT652010	Translúcida	\$11,60
12,0 mm	16,0 mm	MTSATT651612	Translúcida	\$7,20
14,0 mm	18,0 mm	MTSATT651814	Translúcida	\$7,90
3,0 mm	9,0 mm	MTSB600903	Blanca	\$2,40
9,5 mm	16,0 mm	MTSBR6519695	Reforzada 8kg/cm(roja)	\$24,00
12,0 mm	19,0 mm	MTSB651912REXT	Reforzada 7kg/cm(roja)	\$29,00
9,5 mm	15,9 mm	MTSR759 5 3 20	Reforzada 8kg/cm(roja)	\$40,14
12,0 mm	19,0 mm	MTSR7512 3 5	Reforzada 7kg/cm(roja)	\$47,68

Ofertas

Portador para 5 tubos redondos de 25 ml  18025 \$99,05 25% descuento	Soporte para dos conos IMHOFF  206800 consultar asesor 206800	Gradilla para tubos de ensayo 24,8 x 10,5  2587300 \$20,74 50% descuento	Soporte inclinado para gradilla  89093-458 \$27,91 30% descuento
Bombillas de látex pequeñas, pk/72  82024-550 \$23,80 30% descuento	Sistema CoolBox PCR96, 0.2 ml  89131-844 \$467,28 40% descuento	Rack criogénico de PCR de sobremesa, 0.2 ml, pk/2  89004-570 \$77,66 40% descuento	Gradilla para 20 cubetas cuadradas 70x210 mm  1001528 \$8,97 60% descuento
Caja de almacenamiento para bajas temperaturas de 81 lugares  89218-650 \$88,20 30% descuento	Soporte para tubos de PCR, pk/25  80086-078 \$151,57 15% descuento	Aguja inyector automático 1100  G1313-87201 \$48,45 50% descuento	Aguja 120 mm KF CELL, pk/10  X41T006 \$22,30 50% descuento
Mango de acero para bisturí #4  21909-542 \$16,66 30% descuento	Muestreador de sólidos de 100 ml  5340-1100 \$421,08 35% descuento	Jeringa para cromatografía de 1 µL con bisel  000506 \$99,00 40% descuento	Jeringa para cromatografía de 1 µL cónica  000505 \$99,00 40% descuento
Bandeja para instrumentos  62687-070 \$58,90 50% descuento	Tapa para bandeja de instrumentos  62687-073 \$51,04 20% descuento	Rodillo para microplacas  60941-118 \$25,10 30% descuento	Soporte de sobremesa para lámpara LABOR-LAM  7000483 \$71,70 30% descuento

Ofertas

Tubos y tapones para PCR
de 0.2 ml, pk/1000



20170-010

\$126,75
35% descuento

Tubos y tapones de
burbujas de 0.2 ml, pk/125



20170-004

\$107,87
35% descuento

Tubos microcentrífuga
estériles de 1.7 ml, pk/500



20170-577PK500

\$44,25
25% descuento


Tubos y tapones para PCR
de 0.2 ml, pk/1000



76318-804

\$67,87
50% descuento

Placas de PCR de 96
pocillos de 0.2 ml, pk/10



82006-636

\$36,33
25% descuento

Tapones para viales de
rosca de 9 mm, pk/100



89239-022

\$36,33
25% descuento

Bombillas cuenta gotas
de 2 ml



56310-240

\$4,73
30% descuento

Tapones de PTFE de
teflón, pk/2



70680-186

\$150,65
30% descuento

Crisol de porcelana,
forma alta de 50 ml



B00NG2YICU

\$23,44
40% descuento

Dispensador para
toallitas



95039-730

\$54,12
20% descuento


Repuesto para bombonas
de polipropileno



B06XHSJ79

\$28,09
40% descuento

Husillo de repuesto para
viscosímetro Brookfield
RVHV-7



RVHV 7

\$54,00
50% descuento

Mini gabinete de
visualización UVP C-10



95-0072-09

\$522,78
10% descuento

Lámparas monoelementales
no codificadas, Mercurio
HG,38 mm



5610125300

\$357,45
40% descuento

Goma para ajuste de tubo



0028129

\$45,02
30% descuento

Retenedor para juego de
24 botellas de vidrio de 350 ml



2189

\$165,88
35% descuento

Crisol de acero inoxidable
de Ø40 mm



62687-070

\$58,90
50% descuento

Clip de plástico para
juntas 24/40



60004-950

\$3,05
10% descuento

Nuez de fijación Suntech



5900600

\$34,65
20% descuento


Bloque calefactor modular



13259-295

\$232,89
20% descuento

Ofertas

Tubo capilar de acero inox 0,17 x 380 mm S/S ps/ps  C1315-87311 \$105,18 20% descuento	Tubo capilar de acero inox 0,17 x 105 mm SL/SL ps/ps  S500-1240 \$48,95 20% descuento	Tubo capilar acero inox 0,12 x 105 mm SL/SL ps/ps  S500-1238 \$48,95 20% descuento	Tubo capilar de acero inox 0,17 x 400 mm S/S ps/ps  C1312-87303 \$71,74 20% descuento
Tubo capilar acero inox 0,17 x 400 mm SI/SI ps/ps  S500-1245 \$59,70 20% descuento	Tubo capilar de acero inox 170 mm 0,17 mm DI  C1316-87323 \$71,61 20% descuento	Asiento de aguja estándar capilar de PEEK 0,17 mm de DI  C1329-87017 \$184,70 20% descuento	Racores manuales de PEEK de colores pk/10  S065-4426 \$37,24 50% descuento
Racores manuales de PEEK monocolor (natural/neutro) de tipo largo, pk/10  S062-8541 \$49,64 50% descuento	Sello del rotor (Rotor Seal) de polímero 2 posiciones y 6 puertos, 600 bar  O101-1416 \$445,54 20% descuento	Septos de entrada, Advanced Green, antiadherente de 11 mm verde, pk/50  S183-4759 PK 50 \$95,91 20% descuento	Cartucho para válvula de entrada activa, 600 bar  C1312-60020 \$341,89 35% descuento
Sello de lavado, PTFE  O905-1175 \$46,12 40% descuento	Columna capilar BP624 30m 0,32 mm x 1,8 µm de película  O54840 \$675,68 30% descuento	Columna capilar BP624 30m x 0,32 mm ID x 1,8 µm de película  consultar asesor 054832	Columna capilar BP624 60m x 0,25 mm ID x 1,4 µm de película  consultar asesor 054842
Lámparas monoelementales no codificadas-Mercurio – Hg, 38 mm  S610125300 \$357,45 40% descuento	Cartucho Bond Elut Alumina N 1 g, 6 ml, pk/30  12256086 \$136,86 20% descuento	Cartucho Bond Elut Florisil (FL), 1 g, 6 ml pk/30  12256014 \$109,69 20% descuento	Cámara tubular para plankton de 10 ml  435-022 \$235,20 20% descuento