PESAS DE CONTROL Y AJUSTE

Una pesa de control nunca puede ser menos exacta que la balanza a verificar

El primer paso para seleccionar la pesa de control adecuada es definir su valor nominal, este se indica en la pantalla de la balanza cuando está en el modo de ajuste "CAL", también puede utilizar uno o varios valores nominales según el valor de pesaje más usado en su balanza. Ya definido el valor nominal toca definir el límite de error de la pesa, el cual siempre debe ser menor que la resolución de lectura de la balanza a verificar, ya hemos dicho que la pesa nunca puede ser menos exacta que la balanza, en la tabla de abajo puede consultar el límite de error por cada valor nominal y clase de pesa.
Finalmente, para una verificación de calidad, la pesa utilizada debe tener un certificado de calibración vigente acreditado ISO 17025 por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano o por otro ente acreditador con reconocimiento mutuo con el SAE.
En Elicrom disponemos stock de todas las pesas necesarias con su respectivo certificado de calibración ISO 17025 para que pueda realizar una calibración / verificación / ajuste adecuado y de calidad para su balanza.

Valor nominal	Clase OIML	Limite de Error (+/-)	Material	Pesa	Estuche	Código	PVP (pesa + estuche)	PVP (Cert. ISO 17025)	PVP (pesa + estuche + Certificado)
1 mg	F1	0.020 mg	Acero inoxidable			1mgF1 FY	$15,00	$25,00	~~$40,00~~ **$34,00**
	E2	0.006 mg	Acero inoxidable			1mgE2 FY	$30,00	$45,00	~~$75,00~~ **$59,00**
2 mg	F1	0.020 mg	Acero inoxidable			2mgF1 FY	$15,00	$25,00	~~$40,00~~ **$34,00**
	E2	0.006 mg	Acero inoxidable			2mgE2 FY	$30,00	$45,00	~~$75,00~~ **$59,00**
5 mg	F1	0.020 mg	Acero inoxidable			5mgF1 FY	$15,00	$25,00	~~$40,00~~ **$34,00**
	E2	0.006 mg	Acero inoxidable			5mgE2 FY	$30,00	$45,00	~~$75,00~~ **$59,00**
10 mg	F1	0.025 mg	Acero inoxidable			10mgF1 FY	$15,00	$25,00	~~$40,00~~ **$34,00**
	E2	0.008 mg	Acero inoxidable			10mgE2 FY	$30,00	$45,00	~~$75,00~~ **$59,00**
20 mg	F1	0.030 mg	Acero inoxidable			20mgF1 FY	$15,00	$25,00	~~$40,00~~ **$34,00**
	E2	0.010 mg	Acero inoxidable			20mgE2 FY	$30,00	$45,00	~~$75,00~~ **$59,00**
50 mg	F1	0.040 mg	Acero inoxidable			50mgF1 FY	$15,00	$25,00	~~$40,00~~ **$34,00**
	E2	0.012 mg	Acero inoxidable			50mgE2 FY	$30,00	$45,00	~~$75,00~~ **$59,00**
100 mg	F1	0.050 mg	Acero inoxidable			100mgF1 FY	$15,00	$25,00	~~$40,00~~ **$34,00**
	E2	0.016 mg	Acero inoxidable			100mgE2 FY	$30,00	$45,00	~~$75,00~~ **$59,00**
200 mg	F1	0.060 mg	Acero inoxidable			200mgF1 FY	$15,00	$25,00	~~$40,00~~ **$34,00**
	E2	0.020 mg	Acero inoxidable			200mgE2 FY	$30,00	$45,00	~~$75,00~~ **$59,00**
500 mg	F1	0.080 mg	Acero inoxidable			500mgF1 FY	$15,00	$25,00	~~$40,00~~ **$34,00**
	E2	0.025 mg	Acero inoxidable			500mgE2 FY	$30,00	$45,00	~~$75,00~~ **$59,00**
1 g	F1	0.10 mg	Acero inoxidable			1gF1 FY	$20,00	$25,00	~~$45,00~~ **$39,00**
	E2	0.03 mg	Acero inoxidable			1gE2 FY	$48,00	$45,00	~~$93,00~~ **$77,00**
2 g	F1	0.12 mg	Acero inoxidable			2gF1 FY	$20,00	$25,00	~~$45,00~~ **$39,00**
	E2	0.04 mg	Acero inoxidable			2gE2 FY	$48,00	$45,00	~~$93,00~~ **$77,00**
5 g	F1	0.16 mg	Acero inoxidable			5gF1 FY	$25,00	$25,00	~~$50,00~~ **$44,00**
	E2	0.05 mg	Acero inoxidable			5gE2 FY	$48,00	$45,00	~~$93,00~~ **$77,00**
10 g	F1	0.20 mg	Acero inoxidable			10gF1 FY	$30,00	$25,00	~~$55,00~~ **$49,00**
	E2	0.06 mg	Acero inoxidable			10gE2 FY	$50,00	$45,00	~~$95,00~~ **$79,00**
20 g	F1	0.25 mg	Acero inoxidable			20gF1 FY	$35,00	$25,00	~~$60,00~~ **$54,00**
	E2	0.08 mg	Acero inoxidable			20gE2 FY	$60,00	$45,00	~~$105,00~~ **$89,00**

Incluye Certificado Acreditado ISO 17025, calibrado en su valor nominal, declaración de conformidad conforme a OIML R111, evaluada con regla de decisión documentada que considera la incertidumbre, garantizando confiabilidad en auditorías y procesos críticos

Valor Nominal	Clase OIML	Limite de Error (+/-)	Material	Pesa	Estuche	Código	PVP (pesa + estuche)	PVP (Cert. ISO 17025)	PVP (pesa + estuche + Certificado)
50 g	F1	0.30 mg	Acero inoxidable			50gF1 FY	$40,00	$25,00	~~$65,00~~ **$59,00**
	E2	0.10 mg	Acero inoxidable			50gE2 FY	$70,00	$45,00	~~$115,00~~ **$99,00**
100 g	F1	0.50 mg	Acero inoxidable			100gF1 FY	$50,00	$25,00	~~$75,00~~ **$69,00**
	E2	0.16 mg	Acero inoxidable			100gE2 FY	$75,00	$45,00	~~$120,00~~ **$104,00**
200 g	F1	1.0 mg	Acero inoxidable			200gF1 FY	$60,00	$25,00	~~$85,00~~ **$79,00**
	E2	0.3 mg	Acero inoxidable			200gE2 FY	$95,00	$45,00	~~$140,00~~ **$124,00**
500 g	F1	2.5 mg	Acero inoxidable			500gF1 FY	$90,00	$25,00	~~$115,00~~ **$109,00**
	E2	0.8 mg	Acero inoxidable			500gE2 FY	$145,00	$45,00	~~$190,00~~ **$174,00**
1 kg	F1	5 mg	Acero inoxidable			1kgF1 FY	$130,00	$25,00	~~$155,00~~ **$149,00**
	E2	1.6 mg	Acero inoxidable			1kgE2 FY	$195,00	$45,00	~~$240,00~~ **$224,00**
2 kg	F1	10 mg	Acero inoxidable			2kgF1 FY	$190,00	$25,00	~~$215,00~~ **$209,00**
	E2	3.0 mg	Acero inoxidable			2kgE2 FY	$315,00	$45,00	~~$360,00~~ **$344,00**
5 kg	M1	250 mg	Hierro Negro		SIN ESTUCHE	5kgM1 FY	$50,00	$25,00	~~$75,00~~ **$69,00**
	F1	25 mg	Acero inoxidable			5kgF1 FY	$350,00	$45,00	~~$395,00~~ **$379,00**
10 kg	M1	500 mg	Hierro Negro		SIN ESTUCHE	10kgM1 FY	$80,00	$25,00	~~$105,00~~ **$99,00**
	F1	50 mg	Acero inoxidable			10kgF1 FY	$650,00	$45,00	~~$695,00~~ **$679,00**
20 kg	M1	1000 mg	Hierro Negro		SIN ESTUCHE	20kgM1 FY	$130,00	$25,00	~~$155,00~~ **$149,00**
	F1	100 mg	Acero inoxidable			20KGF1 FY	$900,00	$45,00	~~$945,00~~ **$929,00**

Incluye Certificado Acreditado ISO 17025, calibrado en su valor nominal, declaración de conformidad conforme a OIML R111, evaluada con regla de decisión documentada que considera la incertidumbre, garantizando confiabilidad en auditorías y procesos críticos

Juegos de Pesas

1MG2KGF1FY / 1MG200GE2FY / 1MG2KGE2FY

- Piezas en acero inoxidable pulido
- Piezas en mg en forma de lámina
- Piezas en gramos en forma de botón
- Estuche de aluminio
- Paño de limpieza





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP	PVP (Cert. ISO 17025)	PVP (pesas+ Certificado)
1MG2KGF1FY	**Juego de pesas 1 mg a 2 kg, acero inoxidable pulido, clase F1, 27 piezas** (01 pieza) 1 mg, (02 piezas) 2 mg, (01 pieza) 5 mg, (01 pieza) 10 mg, (02 piezas) 20 mg, (01 pieza) 50 mg, (01 pieza) 100 mg, (02 piezas) 200 mg, (01 pieza) 500 mg, (01 pieza) 1 gr, (02 piezas) 2 gr, (01 pieza) 5 gr, (01 pieza) 10 gr, (02) piezas 20 gr, (01 pieza) 50 gr, (01 pieza) 100 gr, (02 piezas) 200 gr, (01 pieza) 500 gr, (01 pieza) 1000 gr, (02 piezas) 2000 gr.	$765,00	$540,00	~~$1.305,00~~ **$1.174,00**
1MG200GE2FY	**Juego de pesas 1 mg a 200 g, acero inoxidable pulido, clase E2, 23 piezas** (01 pieza) 1 mg, (02 piezas) 2 mg, (01 pieza) 5 mg, (01 pieza) 10 mg, (02 piezas) 20 mg, (01 pieza) 50 mg, (01 pieza) 100 mg, (02 piezas) 200 mg, (01 pieza) 500 mg, (01 pieza) 1 gr, (02 piezas) 2 gr, (01 pieza) 5 gr, (01 pieza) 10 gr, (02) piezas 20 gr, (01 pieza) 50 gr, (01 pieza) 100 gr, (02 piezas) 200 gr.	$990,00	$690,00	~~$1.680,00~~ **$1.512,00**
1MG2KGE2FY	**Juego de pesas 1 mg a 2 kg, acero inoxidable pulido, clase E2, 27 piezas** (01 pieza) 1 mg, (02 piezas) 2 mg, (01 pieza) 5 mg, (01 pieza) 10 mg, (02 piezas) 20 mg, (01 pieza) 50 mg, (01 pieza) 100 mg, (02 piezas) 200 mg, (01 pieza) 500 mg, (01 pieza) 1 gr, (02 piezas) 2 gr, (01 pieza) 5 gr, (01 pieza) 10 gr, (02) piezas 20 gr, (01 pieza) 50 gr, (01 pieza) 100 gr, (02 piezas) 200 gr, (01 pieza) 500 gr, (01 pieza) 1000 gr, (02 piezas) 2000 gr.	$1.900,00	$1.161,00	~~$3.061,00~~ **$2.494,00**

Incluye Certificado Acreditado ISO 17025, calibrado en sus valores nominales, declaración de conformidad conforme a OIML R111, evaluada con regla de decisión documentada que considera la incertidumbre, garantizando confiabilidad en auditorías y procesos críticos

Balanzas de plataforma completas

BALANZAS INDUSTRIALES LISTAS PARA USAR

Balanzas de acero ensambladas en Ecuador, celdas de carga Anyload C6 e indicadores de buena calidad, columna cuadrada, patas de caucho y nivel de burbuja. Se entregan con indicadores ELICROM T6 de pantalla LED, con carcasa de acero inoxidable 304 a prueba de agua y comunicación RS232 / RS485.

MODELO	CAPACIDAD	RESOLUCIÓN	PLATO	ESTRUCTURA / PLATO	P.V.P.(+IVA)
10K-2530-SS-SS	10 kg	0.002 kg	250 x 300 mm	Inox / inox	$808,08
15K-3040-CS-SS-NM	15 kg	0.005 kg	300 x 400 mm	Acero pintado / inox	$495,12
60K-4040-CS-SS-X	60 kg	0,02 kg	400 x 400 mm	Acero pintado / inox	$482,16
150K-5050-CS-SS	150 kg	0,05 kg	500 x 500 mm	Acero pintado / inox	$542,08
150K-5050-SS-SS	150 kg	0,05 kg	500 x 500 mm	Inox / inox	$757,02
300K-5060-CS-SS	300 kg	0,1 kg	500 x 600 mm	Acero pintado / inox	$621,36
300K-5060-SS-SS	300 kg	0,1 kg	500 x 600 mm	Inox / inox	$838,58
500K-6080-CS-SS	500 kg	0,2 kg	600 x 800 mm	Acero pintado / inox	$599,30
500K-6080-SS-SS	500 kg	0,2 kg	600 x 800 mm	Inox / inox	$1.154,56



Balanzas de piso


BALANZAS DE PISO DE ACERO AL CARBONO CON INDICADOR ELICROM T6



MODELO	CAPACIDAD	RESOLUCIÓN	PLATO	ESTRUCTURA / PLATO	P.V.P.(+IVA)
BPHN-1515-2T-i	2000 kg	0.5 kg	1.5 x 1.5 m	Hierro negro	$965,38
BPHN-1515-2T-C6-i	2000 kg	0.2 kg	1.5 x 1.5 m	Hierro negro	$1.515,80
FWK-1212-1.5T-i	1500 kg	0.5 kg	1.2 x 1.2 m	Hierro negro	$869,00
FWK1010-1.5T-i	150 kg	0.5 kg	1 x 1 m	Hierro negro	$790,00

ACCESORIOS PARA BALANZAS DE PISO DE ACERO AL CARBONO

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
RM150-A	Rampa de acero al carbono para balanza de piso de 1,5 m	$220,00
RM120-A	Rampa de acero al carbono para balanza de piso de 1,2 m	$200,00
RM100-A	Rampa de acero al carbono para balanza de piso de 1 m	$190,00
FM150-A	Marco para empotrar balanza de 1.5 x 1.5m en fosa	$320,00
FM120-A	Marco para empotrar balanza de 1.2 x 1.2m en fosa	$300,00
FM100-A	Marco para empotrar balanza de 1 x 1m en fosa	$280,00



Balanzas de piso


BALANZAS DE PISO DE ACERO INOXIDABLE CON INDICADOR ELICROM T6



MODELO	CAPACIDAD	RESOLUCIÓN	PLATO	ESTRUCTURA / PLATO	P.V.P.(+IVA)
FWS1515-1.5T-i	1500 kg	0.5 kg	1.5 x 1.5 m	Acero inox 304	$2.155,76
FWS1212-1.5T-i	1500 kg	0.2 kg	1.2 x 1.2 m	Acero inox 304	$1.690,00
FWS1010-1.5T-i	1500 kg	0.5 kg	1 x 1 m	Acero inox 304	$1.690,00
FLPS1515-1.5T-A-i	1500 kg	0.5 kg	1.5 x 1.5 m	Inox / inox lavable	$2.398,00

ACCESORIOS PARA BALANZAS DE PISO DE ACERO INOXIDABLE

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
RMS150	Rampa de acero inoxidable para balanza de piso de 1,5 m	$681,00
RMS120	Rampa de acero inoxidable para balanza de piso de 1,2 m	$554,00
RMS100	Rampa de acero inoxidable para balanza de piso de 1 m	$495,00
FMS150	Marco para empotrar balanza de 1.5 x 1.5m en fosa	$634,00
FMS120	Marco para empotrar balanza de 1.2 x 1.2m en fosa	$443,80
FMS100	Marco para empotrar balanza de 1 x 1m en fosa	$348,70



Marcos, plataformas y rampas

NOMBRE	MODELO	CAPACIDAD MÁXIMA	RESOLUCIÓN	PLATO DE PESAJE/ DIMENSIONES	PRECIO
Marco tipo fosa Acero inoxidable	FMS1212	-	-	1,2 x 1,2 m	$443,80
Marco tipo fosa Acero inoxidable	FMS1515	-	-	1,5 x 1,5 m	$634,00
Marco tipo fosa Acero inoxidable	FMS1010	-	-	1 x 1 m	$348,70
Marco tipo fosa Acero pintado	FM1212	-	-	1,2 x 1,2 m	$95,10
Marco tipo fosa Acero al carbono	FM1515	-	-	1,5 x 1,5 m	$136,31
Marco tipo fosa Acero al carbono	FM1010	-	-	1 x 1 m	$82,42
Plataforma de pesaje Acero al carbono	FWK1010-1.5T	1,5 t	-	1 x 1 m	$437,46
Plataforma de pesaje Acero inoxidable	FWS1212-1.5T	1,5 t	-	1,2 x 1,2 m	$1.965,40
Plataforma de pesaje Acero inoxidable	FWS1515-1.5T	1,5 t	-	1,5 x 1,5 m	$2.551,85
Plataforma de pesaje Acero inoxidable	FWS1010-1.5T	1,5 t	-	1 x 1 m	$1.965,40
Rampa para balanza Acero al carbono	RM150	-	-	1,5 m	$190,20
Rampa para balanza Acero al carbono	RM100	-	-	1 m	$126,80
Rampa para balanza Acero inoxidable	RMS150	-	-	1,5 m	$681,55
Rampa para balanza Acero inoxidable	RMS100	-	-	1 m	$459,65
Rampa para balanza Acero inoxidable	RMS120	-	-	1,2 m	$554,75
Rampa para balanza Acero pintado	RM120	-	-	1,2 m	$145,82

Indicadores de pesaje

ELICROM INDICADORES — PARA ARMAR O RENOVAR BALANZAS DE PLATAFORMA, DE PISO Y DE CONTROL

Indicadores para celdas de carga analógicas, a prueba de agua, con conversión kg / lb y función de pesaje de animales (bloqueo automático). Se conectan a la plataforma existente del cliente y se entregan calibrados con la balanza.

Indicadores de balanzas HT9800

MODELO	PANTALLA	CARCASA	COMUNICACIÓN	OPCIONES	P.V.P.(+IVA)
HT9800-T6	LED	Inox 304	2 × RS232, RS485 Modbus-RTU	Bluetooth, 4-20 mA	$808,08
HY9800-T6-ETHERNET	LED	Inox 304	2 × RS232, RS485, Ethernet TCP/IP	Bluetooth, 4-20 mA	$495,12
HT9800-T9	LCD	Inox 304	2 × RS232, RS485 Modbus-RTU	Bluetooth, Ethernet, 4-20 mA	$482,16
HT9800-T12	LCD	Inox 304	2 × RS232 Modbus-RTU	-	$542,08
HT9800-T3	LED	Plástico ABS	RS232, Indicación de limites HI/OK/LO	Bluetooth opcional	$757,02
HT9800-T3 INALAMBRICO	LED	Plástico ABS	RS232	-	$621,36



Indicadores con impresora



MODELO	PANTALLA	CARCASA	IMPRESORA	COMUNICACIÓN	P.V.P.(+IVA)
HT988-T10 LED etiqueta	LED	Inox 304	Etiquetas, formato editable	2 × RS232, RS485	$218,40
HT988-T10 LCD térmica	LCD	Inox 304	Térmica, formato editable	2 × RS232, RS485	$218,40
HT988-T10 matricial	LED	Inox 304	Matricial (de puntos)	2 × RS232, RS485	$280,00

ACCESORIOS PARA INDICADORES

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SIMULATOR-ENGTIAN	Simulador analógico de celda de carga para revisar y ajustar indicadores	$140,00
CONECTOR T3	Conector hembra para celda de carga de indicador T3	$5,00







Transmisores de peso HT9800

MODELO	DESCRIPCIÓN	CARCASA	COMUNICACIÓN	P.V.P.(+IVA)
HT9800-K3A	Transmisor de peso para montaje en panel	Aluminio	4-20 mA	$194,00
HT9800-K5	Transmisor de peso para riel DIN	Plástico ABS	RS232, RS485	$90,00

Balanzas de laboratorio

Entris ® II - Alemania — El mejor valor en su clase para tareas de pesaje de laboratorio

Cada balanza de Sartorius ofrece calidad, valor y consistencia. No importa lo que esté pesando, la nueva Entris® II es siempre la elección correcta ya que le ofrece unas especificaciones incomparables a un precio económico, esta es la única balanza en su segmento que dispone de isoCAL, tecnología táctil LED y 12 aplicaciones integradas. Con el respaldo de casi 150 años de experiencia en ingeniería alemana y disponible en varios modelos diferentes, encontrará fácilmente una balanza Entris® II que satisfaga exactamente sus necesidades específicas de pesaje en laboratorio.



NOMBRE	MODELO	CAPACIDAD MÁXIMA	RESOLUCIÓN	CALIBRACIÓN	PLATO DE PESAJE
Balanza analítica	BCE224-1S	220 g	0,0001 g	Externa	Diámetro 90 mm
Balanza analítica	BCE224I-1S	220 g	0,0001 g	Interna	Diámetro 90 mm
Balanza de precisión	BCE2202-1S	2200 g	0,01 g	Externa	182 x 182 mm
Balanza de precisión	BCE4202-1S	4200 g	0,01 g	Externa	182 x 182 mm
Balanza de precisión	BCE6202-1S	6200 g	0,01 g	Externa	182 x 182 mm
Balanza de precisión	BCE8201-1S	8200 g	0,1 g	Externa	182 x 182 mm



Balanza micro avanzada 0,001mg x 6,1g

MCA6.6S-2S00-F - SARTORIUS

- Capacidad x Legibilidad: 6,1 g x 0,001 mg
- Repetibilidad con una carga del 5 % Desviación estándar de los valores de carga, tolerancia: 0,001 mg
- Repetibilidad con una carga del 5 % Desviación estándar de los valores de carga, valor típico: 0,0005 mg
- Desviación de linealidad: Tolerancia 0,004 mg
- Valor típico 0,003 mg
- Tolerancia: 0.004
- Dimensiones Módulo de pesaje (L × An × Al): 340 x 139 x 129 m
- Plato de pesaje de filtros: Ø 50
- Tamaño del plato de pesaje: Ø 30

Analizador de humedad

IMA37-1 - SARTORIUS

- Analizador de humedad infrarrojo MA37, con un rango de temperatura de hasta 200°C
- Puerto miniUSB integrado para la transferencia de datos a cualquier programa de Microsoft Office
- Capacidad máxima de pesaje: 70g
- Exactitud de medición: 1mg



Balanzas de plataforma completas

T-Scale

T-Scale® - Taiwan — Pesaje de precisión con balanzas robustas

La gama de productos de pesaje T-Scale son reconocidos por su calidad, durabilidad y versatilidad a la hora de pesajes industriales, con más de 50 años fabricando balanzas, T-Scale ha logrado una reconocida trayectoria y posicionamiento en el mercado mundial.


NS7

MODELO	CAPACIDAD	RESOLUCIÓN	PLATO	P.V.P. (+ IVA) OFERTA HASTA AGOTAR		
NS7-SPB3024-6KG	6 kg	0,0002 kg	300 x 240 mm	-10%	~~$710,00~~	$639,00
NS7-SPB3024-15K	15 kg	0,002 kg	300 x 240 mm	-10%	~~$880,00~~	$792,00

Accesorios para balanzas de piso				
FM-1515	Marco para balanza de piso TF de 1,5 m de acero pintado	-10%	~~$174,00~~	$156,60
RMS-150	Rampa para balanza de piso TFS de 1,5 m de acero inoxidable	-10%	~~$1.012,00~~	$910,80
FMS-1515	Marco para balanza de piso TFS de 1,5 m de acero inoxidable	-10%	~~$682,00~~	$613,80

Balanzas de plataforma sin soporte elevador

Plataformas de pesaje Puro® - Alemania

Minebea intec
The true measure

MODELO	CAPACIDAD MÁXIMA	RESOLUCIÓN	PLATO DE PESAJE	PVP PLATAFORMA + INDICADOR	
EF-DDP30-6D	30 kg 66 lb	0,005 kg 0,01 lb	350 x 300 x 110 mm	$246,10+$321=	$567,10
EF-DDP60-6D	60 kg 132 lb	0,01 kg 0,02 lb	350 x 300 x 110 mm	$246,10+$321=	$567,10

MATERIAL DE ACERO PINTADO


*NO INCLUYE SOPORTE DE INDICADOR

Balanzas de precisión industrial

KERN

MODELO	CAPACIDAD	RESOLUCIÓN	PLATO	P.V.P. (+ IVA)
FES 33K-4	33 kg	0,0001 kg	350 × 400 mm	consultar asesor
PLJ 2000-3A	2100 g	0,001 g	ø110 mm	consultar asesor



NOTA IMPORTANTE: Todos los precios indicados no incluyen el IVA(15%), no incluyen gastos de envío, los mismos son referenciales y pueden variar sin previo aviso.

ACCESORIOS Y OFERTAS

Celda de carga tipo S de 20Kg con 5 m de cable



$72,00 PST20KG

Kit de celda de carga tipo viga de 3 t con armadura para montaje en tanque



$290,00 SB-A3T-WM

Celda de carga tipo viga de 2 t con pata y 5 m de cable



$44,00 SQB-A2T

Celda de carga tipo viga de 3 t con pata y 5 m de cable



$70,00 SQB-A3T

Celda de carga tipo botella de 5 t y 5 m de cable



$170,00 ZSKB-A5T

Kits de montaje compactos para celdas de carga



$852,00 9405-361-43801

Kit de celda de carga tipo viga de 5 t con armadura para montaje en tanque



$290,00 SB-A5T-WM

Cable de baja impedancia para celdas de carga de 4 hilos, 1 m



$1,40 CABLE 0001

Visualizador para balanzas con 3 secciones



KFS T

$143,00 50% descuento

Indicador de peso para balanzas Combics 1



CAISL1-A8

consultar asesor

Indicador de peso para balanzas Combics 2



CAISL2-A8-A20

consultar asesor

Indicador de pantalla táctil con RS232



S10-40

$945,00 40% descuento

Marco para balanza de piso TF de 1,5 m de acero pintado



FM-1515

$156,60 10% descuento


Marco para balanza de piso TFS de 1,5 m de acero inox



FMS-1515

$613,80 10% descuento

Rampa para balanza de piso TFS de 1,5 m de acero inox



RMS-150

$910,80 10% descuento

Indicador de peso inalámbrico



KFF-T

$423,00 50% descuento

Pesa de 1mg clase E1 de acero inox, con certificado DAKSS



308-31

$153,12 50% descuento

Pesa de 10mg clase E1 de acero inox, con certificado DAKSS



308-34

$153,12 50% descuento

Cable de celda de carga



consultar asesor 3502-B396-0A

Celda de carga monopunto PR43 20kg



940924307020

$275,42 10% descuento

ACCESORIOS Y OFERTAS

Estuche de aluminio para pesas de 20KG



346-080-600

$228,45 | 20% descuento

Impresora de estadísticas para balanzas



YKS-01

$518,02 | 30% descuento

Transportador de rodillo 400x300x84 mm



YRO-01

$645,51 | 25% descuento

Transportador de rodillo 500x400x84 mm



YRO-02

$661,50 | 25% descuento

Kit de flejes de acero para balanza de alta resolución IS de 300Kg



$193,35 | 69IS0080

Pata roscada para balanza de plataforma de alta resolución IS de 300Kg



$49,83 | 69IS0081

Transmisor de peso de alta presició, resolución de hasta 120.000 incrementos



PR-5220-07

$1.894,72 | 40% descuento

Lector de códigos de barra para balanzas Puro®



MD2000


$238,20 | 40% descuento

Soporte de pared vertical para indicadores de peso Midrics, Combics o Signum




$220,42 | YDH04CIS

Kit de montaje para panel de indicadores COMBICS



$324,48 | YAS07CI

Patas para soporte de indicadores de piso



consulte a un asesor | YBP03CIS

Kit de accesorios para balanzas compactas PURO



consulte a un asesor | 69PU0001

Kit de flejes de equilibrio para balanza de alta resolución IS de 300Kg



69IS0088

$283,50 | 25% descuento

Cable interfaz para conexión de impresora con indicador Midrics y Combics



YCC02-D09M6

$184,80 | 30% descuento


Cable interfaz para conexión de impresora con indicador Midrics y Combics



YCC01-01CISLM3

$190,57 | 35% descuento

Soporte de pared para indicadores de peso Midrics, Combics o Signum



YDH01CIS

$179,76 | 30% descuento

Amortiguador de vibraciones para banda de pesaje



40019

$33,14 | 50% descuento

Cable para celda a visualizador



YCC01-19M3

$121,58 | 60% descuento

Interfaz para miras RS232



YDO01I-232-9

$110,16 | 15% descuento

Soporte de pared para indicadores de peso Midrics, Combics o Signum



YDH02CIS

$265,15 | 30% descuento

ACCESORIOS Y OFERTAS

Celda de carga de acero inox, 2268 Kg



9408-658-07220

$536,00 20% descuento

Kit de montaje para celda de carga PR 6201



9405-360-01101

$977,38 20% descuento


Kit de montaje de acero inox, 100 Kg



9405-360-43301

$710,30 40% descuento

Kit de montaje de acero inox, 500 Kg



9405-360-12302

$1.212,07 40% descuento

Celda de carga de acer inox, 10.000 lbs



SB-10000S

$380,84 25% descuento

Celda de carga de 100 lbs



DEFY-100LB

$64,80 10% descuento

Celda de carga de compresión PR6201, 3 T



9405-262-01339

$1.484,90 40% descuento

Kit de montaje para celdas PR 6201, 100 - 520 T



9405-361-43801

$596,40 40% descuento

Plca de base de acero inox para sensor de nivel tip pancake PR 6251



PR 6051/12S

$309,85 10% descuento

Celda de carga serie ZX de 226.8 Kg



ZX-500

$171,60 40% descuento

Celda de carga de acero inox de 22.500 Kg



CBC50K

$264,25 40% descuento

Celda de carga de acero inox de 22.700 Kg



DC-50K

$575,64 25% descuento


Soporte de viga de corte con control automático de 50.000 lbs



SBCS-NCS

$343,48 30% descuento

Báscula para tanque con 4 celdas



THBC10-4

$3.037,78 25% descuento

Kit de montaje con accesorios, 500 kg - 10 T



PR6145/00S

$309,19 40% descuento

Kit de montaje con accesorios, 16 T



PR 6251/24L

$1.193,35 30% descuento

Kit de montaje con accesorios, 10 T



PR 6051/22S

$372,73 10% descuento

Soporte para visualizador



DE-A01

$60,50 50% descuento

Pivot Stents



BPS-20

$218,59 40% descuento

Caja SUMA, 8 canales de lectura



JUNCTION BOX FOR 8 LOAD CELL

$49,32 15% descuento

ACCESORIOS Y OFERTAS

Celda de carga tipo viga, 250 Kg



LFB-500HMT

$205,92 10% descuento

Celda de de carga, punto único, 5 Kg



TSP-5KG

$150,79 30% descuento

Celda de carga, punto único, 10 Kg



TSP-10KG

$108,85 30% descuento

Celda de carga para balanza de mesa, 20 Kg



9408-270-07020

$200,00 20% descuento

Celda de carga, 30 Kg



9408-272-07030

$514,30 40% descuento

Celda de carga, 50 Kg



9408-272-07050

$514,30 40% descuento

Celda de carga, 100 Kg



9408 272 07110

$514,30 40% descuento

Celda de carga para balanza de mesa, 40 Kg



9408-270-07040

$280,15 20% descuento

Celda de carga, 10 Kg



9408-271-07010

$263,42 40% descuento

Kit de montaje, 500 Kg - 10 T



9405 361 30041

$483,47 50% descuento

Balanza de plataforma, 6 Kg / 0,0002 kg



NS7-SPB3024-6KG

$639,00 10% descuento


Balanza de plataforma, 15 Kg / 0,002 kg



NS7-SPB3024-15K

$792,00 10% descuento

Interfaz Midrics entrada/salida digital a controladores externos



YDO01M-IO

$451,59 50% descuento


Interfaz Ethernet para PLC o PC



YDO01M-EN

$518,07 40% descuento

Interfaz para miras RS232 9 pines para PC



YDO01M-232CLK

$110,16 15% descuento

Interfaz Profibus a PLC



YDO02C-DP

$803,71 40% descuento

Interfaz DeviceNet 2 para sensores



YDO02C-DN

$803,71 40% descuento

Celda de carga, punto único, 50 Kg



BM6G-C3-50KG

$170,34 20% descuento

Celda de carga, punto único, 100 Kg



BM6G-C3-100KG

$246,50 20% descuento

Celda de carga, punto único, 750 Kg



BM6G-C3-750KG

$249,92 20% descuento